DEEPCARE

HEIMTEST

Haarmineralanalyse

Das Labor misst 39 Elemente in einer kleinen Haarprobe und berechnet 5 Elementverhältnisse. Sie schneiden die Probe zu Hause ab, wiegen sie mit der mitgelieferten Waage und senden sie an Doctor's Data. Ihr schriftlicher Bericht ist inbegriffen.

PREIS	DAUER	PROBE
CHF 219	10 Tage	Haare · 0,25 g

WAS DAS KIT MISST

39 Elemente + 5 Verhältnisse

Das Labor misst 39 Elemente in einer kleinen Haarprobe und berechnet 5 Elementverhältnisse. Sie schneiden die Probe zu Hause ab, wiegen sie mit der mitgelieferten Waage und senden sie an Doctor's Data. Ihr schriftlicher Bericht ist inbegriffen.

Toxische Metalle	Aluminium · Antimony · Arsenic · Barium · Beryllium
Mengenelemente	Calcium · Magnesium · Sodium · Potassium · Phosphorus
Spurenelemente	Copper · Zinc · Manganese · Chromium · Vanadium
Weitere Elemente	Boron · Lithium · Strontium · Germanium · Rubidium
Elementverhältnisse	Calcium / Magnesium · Calcium / Phosphorus · Sodium / Potassium · Zinc / Copper · Zinc / Cadmium

WIE DER BERICHT AUSSIEHT

Die Messwerte im Musterbericht.

Die Beispielwerte sind synthetisch und stammen von keiner realen Person.
Jede Zeile zeigt einen Messwert und den Vergleichsbereich des Labors.

Im Referenzbereich · Nahe der Schwelle · Ausserhalb des Bereichs

Toxische Metalle (µg/g)

Aluminium (Al)	5,0	< 7,0	
Antimon (Sb)	0,011	< 0,050	
Arsen (As)	0,12	< 0,060	
Barium (Ba)	0,45	< 2,0	
Beryllium (Be)	< 0,001	< 0,020	
Bismut (Bi)	0,10	< 2,0	
Cadmium (Cd)	0,029	< 0,050	
Blei (Pb)	5,0	< 0,60	
Quecksilber (Hg)	0,50	< 0,80	
Nickel (Ni)	0,18	< 0,30	
Platin (Pt)	< 0,001	< 0,005	
Silber (Ag)	0,08	< 0,15	
Thallium (Tl)	< 0,001	< 0,002	
Thorium (Th)	< 0,001	< 0,002	
Zinn (Sn)	0,21	< 0,30	
Titan (Ti)	0,45	< 0,70	
Uran (U)	0,022	< 0,060	

Im Referenzbereich | Nahe der Schwelle | Ausserhalb des Bereichs

Mengenelemente (µg/g)

Calcium (Ca)	224	300 – 1200	
Magnesium (Mg)	21	35 – 120	
Natrium (Na)	85	20 – 250	
Kalium (K)	24	8 – 75	
Phosphor (P)	175	150 – 220	
Schwefel (S)	47000	44000 – 50000	

Spurenelemente (µg/g)

Kupfer (Cu)	74	11 – 37	
Zink (Zn)	180	140 – 220	
Mangan (Mn)	0,22	0,08 – 0,60	
Chrom (Cr)	0,52	0,40 – 0,65	
Vanadium (V)	0,038	0,018 – 0,065	
Molybdän (Mo)	0,032	0,020 – 0,050	
Eisen (Fe)	10	7,0 – 16	
Kobalt (Co)	0,018	0,005 – 0,040	
Selen (Se)	1,3	0,55 – 1,1	
Jod (I)	1,1	0,25 – 1,8	

Im Referenzbereich | Nahe der Schwelle | Ausserhalb des Bereichs

Weitere Elemente (µg/g)

Bor (B)	0,90	0,25 – 1,5	
Lithium (Li)	0,012	0,007 – 0,020	
Strontium (Sr)	2,4	0,50 – 7,6	
Germanium (Ge)	0,035	0,030 – 0,040	
Rubidium (Rb)	0,045	0,007 – 0,096	
Zirkonium (Zr)	0,11	0,020 – 0,42	

Elementverhältnisse

Calcium / Magnesium (Ca/Mg)	10,7	4 – 30	
Calcium / Phosphor (Ca/P)	1,28	1 – 12	
Natrium / Kalium (Na/K)	3,5	0,5 – 10	
Zink / Kupfer (Zn/Cu)	2,4	4 – 20	
Zink / Cadmium (Zn/Cd)	6207	> 800	

DAS DIAGRAMM LESEN

Die Messwerte lesen.

Zu jedem Ergebnis gehören seine Einheit und sein Referenzbereich.

1. **Der Name.** Jede Zeile benennt das gemessene Element, den Organismus, das Hormon oder die Verbindung.
2. **Die Einheit.** Die Einheit beschreibt, wie das Labor den Messwert angibt.
3. **Der Messwert.** Diese Spalte enthält den Wert der eingesandten Probe.
4. **Der Referenzbereich.** Der Vergleichsbereich des Labors steht neben dem Ergebnis.
5. **Ihr schriftlicher Bericht.** Ihre Antworten und der Austausch per E-Mail bilden die Grundlage für Ihre persönliche Standortbestimmung.

IHR ENTHALTENER BERICHT

Ein persönlicher schriftlicher Bericht.

Jedes Deepcare-Kit enthält eine schriftliche Standortbestimmung auf Grundlage persönlicher Fragebögen, Ihrer Ergebnisse und des Austauschs per E-Mail.

- Nach der Zahlung erhalten Sie den ersten persönlichen Fragebogen per E-Mail.
- Bei Bedarf folgen Rückfragen per E-Mail oder mit einem weiteren Fragebogen.
- Der Bericht wird in Ihrer Sprache geschrieben: Deutsch, Französisch oder Englisch.
- Sie erhalten ihn innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ihren Antworten auf den letzten Fragebogen.

> *Ein schriftlicher Bericht, den Sie aufbewahren und Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt zeigen können.*

PROBENAHME ZU HAUSE

Ihre Haarprobe entnehmen.

Verwenden Sie das Material und den Entnahmeplan Ihres Kits. Befolgen Sie die Laboranleitung zur Trocknung oder Lagerung und zum Rückversand.



SCHRITT 01

Die Angaben zur Probe eintragen

Füllen Sie das Laborformular aus und beschriften Sie jede Probe mit den geforderten Angaben.



SCHRITT 02

Haare abschneiden und wiegen

Entnehmen Sie etwa 0,25 g Haare nach der Anleitung und wiegen Sie sie mit der mitgelieferten Waage.



SCHRITT 03

Die Rücksendung vorbereiten

Beachten Sie die Laborvorgaben zur Trocknung, Lagerung und Verpackung. Verwenden Sie das mitgelieferte Rücksendematerial.



SCHRITT 04

Die Proben ans Labor senden

Senden Sie die Proben mit dem enthaltenen Rücksendeetikett ab und bewahren Sie die Versandreferenz auf.

ZUR METHODE

ICP-MS bei Doctor's Data.

Doctor's Data · ICP-MS.

Die benannten Verbindungen werden in der eingesandten Probe gemessen. Die Ergebnisse stehen mit den Einheiten und Vergleichsbereichen des Labors im Bericht.

Die Kit-Seite auf deepcare.ch enthält die vollständige Markerliste und die wissenschaftlichen Quellen.

WIE ES WEITERGEHT

So bestellen Sie

HEUTE

Bestellung auf deepcare.ch

Bezahlen Sie mit Karte oder TWINT. Ihren ersten persönlichen Fragebogen erhalten Sie per E-Mail.

2 BIS 3 ARBEITSTAGE

Versand des Kits

Eine kleine Box trifft an Ihrer Adresse ein, mit Waage, Formular, wiederverschliessbarem Beutel und vorfrankiertem DHL-Rücksendeetikett.

ZU IHRER BEQUEMLICHKEIT

Probenahme und Versand

Schneiden, wiegen, verschliessen, bei DHL abgeben. Zehn Minuten Ihrer Zeit.

NACH DEN ANTWORTEN AUF DEN LETZTEN FRAGEBOGEN

Ihre schriftliche Standortbestimmung

Sie erhalten ihn innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ihren Antworten auf den letzten Fragebogen.

Dieses Kit bestellen

deepcare.ch/de/kits/haarmineralanalyse