DEEPCARE



KIT À DOMICILE

MycoTOX Profile

Le MycoTOX recherche 11 mycotoxines et métabolites dans les urines. Le prélèvement se fait à domicile avec le matériel fourni. Vous notez les informations demandées et renvoyez l'échantillon selon les instructions. Le bilan personnalisé écrit est inclus.

PRIX	DÉLAI	PRÉLÈVEMENT
CHF 449	14 ±5 jours	Urines

CE QUE LE KIT MESURE

11 mycotoxines

Le MycoTOX recherche 11 mycotoxines et métabolites dans les urines. Le prélèvement se fait à domicile avec le matériel fourni. Vous notez les informations demandées et renvoyez l'échantillon selon les instructions. Le bilan personnalisé écrit est inclus.

Aflatoxines	Aflatoxine M1
Ochratoxines	Ochratoxine A
Trichothécènes (Stachybotrys)	Roridine E · Verrucarine A
Zéaralénone (Fusarium)	Zéaralénone
Autres mycotoxines	Chaetoglobosine A · Citrinine / Dihydrocitrinone · Enniatine B · Gliotoxine · MPA (Penicillium)

À QUOI RESSEMBLE LE RAPPORT

Les mesures du rapport témoin.

Les valeurs sont fictives et ne proviennent d'aucun patient. Chaque ligne présente une mesure et l'intervalle du laboratoire.



Les 11 mycotoxines (ng/g créatinine)

Aflatoxine M1 (AFM1)	< 0,50	< 0,50
Ochratoxine A (OTA)	3,20	< 7,50
Roridine E (ROE)	< 0,20	< 0,20
Verrucarine A (VRA)	< 1,30	< 1,30
Zéaralénone (ZEA)	4,40	< 3,20
Chaétoglobosine A (CHA)	< 10,00	< 10,00
Citrinine / DH-citrinine (DHC)	12,00	< 25,00
Enniatine B (ENB)	< 0,30	< 0,30
Gliotoxine (GTX)	248,00	< 200
MPA (Penicillium) (MPA)	< 37,40	< 37,40
Sterigmatocystine (STC)	< 0,40	< 0,40

LIRE LE GRAPHIQUE

Lire les mesures.

Chaque résultat se lit avec son unité et son intervalle de référence.

1. **Le nom.** Chaque ligne identifie l'élément, l'organisme, l'hormone ou le composé mesuré.
2. **L'unité.** L'unité précise comment le laboratoire exprime la mesure.
3. **Le résultat.** Cette colonne donne la mesure de l'échantillon transmis.
4. **L'intervalle de référence.** L'intervalle du laboratoire figure à côté du résultat.
5. **Votre bilan écrit.** Vos réponses aux questionnaires et nos échanges par e-mail permettent de préparer votre bilan personnalisé.

VOTRE BILAN INCLUS

Un rapport écrit personnalisé.

Chaque kit Deepcare inclut un bilan personnalisé écrit, préparé à partir de questionnaires, de vos résultats et d'échanges par e-mail.

- Après le paiement, vous recevez un premier questionnaire personnalisé par e-mail.
- Des questions complémentaires arrivent par e-mail ou dans un autre questionnaire si nécessaire.
- Le rapport est rédigé dans votre langue : français, allemand ou anglais.
- Il vous parvient dans les 3 jours ouvrés suivant vos réponses au dernier questionnaire.

> *Un bilan écrit à conserver et à partager avec votre médecin.*

PRÉLÈVEMENT À DOMICILE

Le prélèvement d'urine.

Utilisez le matériel et le calendrier fournis avec votre kit. Suivez les consignes du laboratoire pour le séchage ou la conservation et le retour.



ÉTAPE 01

Noter les informations demandées

Remplissez le formulaire du laboratoire et étiquetez chaque échantillon avec les informations demandées.



ÉTAPE 02

Utiliser le récipient du kit

Recueillez l'urine dans le récipient fourni en suivant les consignes du kit.



ÉTAPE 03

Congeler l'échantillon et le bloc de gel

Placez le récipient fermé et le bloc de gel dans le sachet de sécurité scellé. Avant l'emballage et l'envoi, les deux doivent être entièrement congelés, généralement après environ 6 heures.



ÉTAPE 04

Renvoyer au laboratoire

Une fois les deux entièrement congelés, utilisez l'enveloppe isotherme et la boîte fournies. Expédiez rapidement, de préférence dans les 48 heures suivant le prélèvement.

À PROPOS DE LA MÉTHODE

LC/MS chez Mosaic Diagnostics.

Mosaic Diagnostics · LC-MS/MS.

Les composés indiqués sont mesurés dans l'échantillon transmis. Les unités et les intervalles du laboratoire accompagnent les résultats.

La page du kit sur deepcare.ch présente la liste complète des marqueurs et les références scientifiques.

LA SUITE

Comment commander

AUJOURD'HUI

Commande sur deepcare.ch

Payez par carte ou TWINT. Vous recevez votre premier questionnaire personnalisé par e-mail.

---

2 À 3 JOURS OUVRÉS

Envoi du kit

Le kit contient le récipient, le bloc de gel, le sachet de sécurité, le papier absorbant, l'enveloppe isotherme, les instructions et le matériel de retour prépayé.

PRÉLÈVEMENT MATINAL, PUIS ENVIRON 6 HEURES DE CONGÉLATION

La préparation de l'envoi

Le prélèvement prend quelques minutes. Comptez ensuite environ 6 heures pour congeler entièrement le récipient fermé et le bloc de gel. Emballez-les alors dans l'enveloppe isotherme et expédiez, de préférence dans les 48 heures suivant le prélèvement.

APRÈS LES RÉPONSES AU DERNIER QUESTIONNAIRE

Votre bilan écrit

Il vous parvient dans les 3 jours ouvrés suivant vos réponses au dernier questionnaire.

Commander ce kit

deepcare.ch/fr/kits/mycotox